



# ASAN-CHEK

## Blood Glucose Monitoring System

NeuralSync Sensing Technology<sup>1)</sup>로 정확도에 정확도를 더했습니다!

1) 혈당 측정 시 획득한 신호에서 다양한 인자를 추출하여 인공신경망 딥러닝 기법을 통해 혈액 내 적혈구 양의 간섭 없이 혈당값의 정확도 및 정밀도를 향상시킨 기술

### 제품 특징

- 모세혈, 정맥혈, 동맥혈, 신생아혈 사용 가능 (GDH-FAD 검사지)
- 저혈당, 고혈당, 정상범위 알림
- 간편한 검사지 자동 배출
- 검사지 유효기간 알림
- 측정 알림 및 식후 2시간 알림
- 다양한 식사 심볼 및 평균값 표시
- 데이터 다운로드



### 제품 사양

- 측정 범위 10-600 mg/dL
- 혈 액 량 최소 0.5  $\mu$ L
- 측정 시간 5초
- 적혈구용적률 15-70 %
- 측정 시료 신선한 모세혈, 정맥혈, 동맥혈, 신생아혈
- 보정 방법 혈장 보정
- 사용 환경 [온도] 5-45  $^{\circ}$ C [습도] 10-90 %
- 건전지 수명 2,000회 측정 (CR2032x2개)
- 메 모 리 1,000회 저장
- 크기 & 무게 95X49.6X17.9 mm / 52 g



믿을 수 있는 혈당측정기

# ASAN-CHEK로 더 정확하게 관리하세요!

## 눈에 띄는 아이콘을 이용한 저혈당/고혈당/정상범위 알림

사용자가 미리 설정한 혈당 범위 내에 혈당 측정값이 포함되면 해당 범위의 아이콘이 혈당값과 함께 표시됩니다.




## 탁월한 정확도 [Accuracy]

ASAN-CHEK 는 ISO 15197: 2013 (EN ISO 15197:2015) 정확도 기준을 만족합니다.

- 혈당값 100 mg/dL 미만의 경우,  $\pm 15$  mg/dL 범위 이내, 혈당값 100 mg/dL 이상의 경우,  $\pm 15$  % 범위 이내에 측정결과 98.7%가 포함됩니다.

$\pm 5$ mg/dL 또는 $\pm 5$ %	$\pm 10$ mg/dL 또는 $\pm 10$ %	$\pm 15$ mg/dL 또는 $\pm 15$ %
431/600 (71.8 %)	571/600 (95.2 %)	592/600 (98.7 %)



## 측정 방법

검사지를 측정기에 삽입하면 자동으로 손쉽게 측정할 수 있습니다.

